

E 454

Injektordyse

til optimal rengøring af diverse utensilier, fx trokarhætter.



- Egnet til trokarhætter med Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Udstyret med en fjeder til højdejustering

EAN: 4002511908512 / Materiale nummer: 04203940 /

Gammelt materiale nummer: 69745401D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettodybde i mm	150
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	8
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,04