

E 454

Injektordyse

til optimal rengøring af diverse utensilier, fx trokarhætter.



- Egnet til trokarhætter med Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Udstyret med en fjeder til højdejustering

EAN: 4002511908512 / Materiale nummer: 04203940 /
Gammelt materiale nummer: 69745401D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	150
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Diameter i mm	8
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,04