


E 456

Åbningsfjeder

til perfekt fastgøring af MIC-instrumenter i åben tilstand.



EAN: 4002511908536 / Materiale nummer: 04203960 /
Gammelt materiale nummer: 69745601D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Beslag	•
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	76
Udvendigt mål, nettobredde i mm	2
Udvendigt mål, nettodybde i mm	144
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,01