

E 458

Indsats

til optimal anbringelse af flaskesutter med skruelåg.



- Egnet til 36 flaskesutter med skruelåg
- 36 Rum på ?? x ??
- Udstyret med et sammenklappeligt og aftageligt låg

EAN: 4002511919358 / Materiale nummer: 04235200 /
Gammelt materiale nummer: 69545801D

| | |
|---|---------------|
| Produktkategori | |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Produkttilknytning | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategori | |
| Indsatser | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Antal rum | 36 |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af sutteflasker | • |
| Standard etilslutning | |
| Faseantal | 0 |
| Spænding i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 63 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 215 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 445 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 450 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 80 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 220 |
| Nettovægt i kg | 1,50 |
| Bruttovægt i kg | 1,60 |