

E 458

Indsats

til optimal anbringelse af flaskesutter med skruelåg.



- Egnet til 36 flaskesutter med skruelåg
- 36 Rum på ?? x ??
- Udstyret med et sammenklappeligt og aftageligt låg

EAN: 4002511919358 / Materiale nummer: 04235200 /
Gammelt materiale nummer: 69545801D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	36
Anvendelsesområde	
Genbehandling af sutteflasker	•
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	63
Udvendigt mål, nettobredde i mm	215
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	450
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	220
Nettovægt i kg	1,50
Bruttovægt i kg	1,60