


E 457

Indsats

til optimal anbringelse af MIC-instrumenter, der kan skilles ad.



- Til fx 12 håndtag samt arbejdende dele
- Bund i trådflet med en maskebredde på 3 mm, lukkede sider
- Svejsset holder til 8-12 håndtag, variabel inddeling
- Udstyret med 3 holdere til opbevaring og fiksering

EAN: 4002512067331 / Materiale nummer: 04618030 /
Gammelt materiale nummer: 69545702D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats/modul til MIC-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	192
Udvendigt mål, nettobredde i mm	490
Udvendigt mål, nettodybde i mm	62
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	320
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	1,75
Bruttovægt i kg	2,02