

E 800
 Indsats
 til optimal anbringelse af 3 sikurve eller nyreskåle.



- Udstyret med 4 holdere
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002512087773 / Materiale nummer: 04637720 /
 Gammelt materiale nummer: 69580001D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til sikurve	•
Indsats til nyreskåle/skåle	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af nyreskåle	•
Kapacitet	
Nyreskåle [antal]	3
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	165
Udvendigt mål, nettobredde i mm	140
Udvendigt mål, nettodybde i mm	290
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	190
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	195
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	430
Nettovægt i kg	0,29
Bruttovægt i kg	0,49