

E 147/1

Indsats

til optimal anbringelse af 10-12 mundskylleglas.



- Til 10-12 mundskylleglas, maks. Ø 80 mm
- Rilsaneret

EAN: 4002512122313 / Materiale nummer: 04746620 /
Gammelt materiale nummer: 68514703D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt
Farve	Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Kapacitet	
Mundskylleglas [antal]	12
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	155
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	455
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	260
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	510
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	240
Nettovægt i kg	1,29
Bruttovægt i kg	1,59