

E 941

Vogn

til optimal anbringelse af moduler på 2 niveauer.



- Afhængigt af servicets størrelse kan der anvendes op til 2 moduler pr. niveau
- Opkobling af vogn til tilførsel af vand og tørreluft
- Fyldningsmålene på begge niveauer er forskellige

EAN: 4002512273411 / Materiale nummer: 04812530 /
Gammelt materiale nummer: 69594101D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogne til ortopædkirurgiske instrumenter	•
Andre vogne	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	421
Udvendigt mål, nettobredde i mm	619
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	700
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1200
Nettovægt i kg	16,30
Bruttovægt i kg	26,00
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1