

E 460

Indsats

til optimal anbringelse af diverse MIC-instrumenter.



- Til stive optiske instrumenter af forskellige længde
- Maskebredde i bund 8 x 1 mm, sider/låg 7 x 7 x 3 mm
- Udstyret med 3 holdere til påsætning af 2 stive optiske instr.

EAN: 4002512183383 / Materiale nummer: 04861390 /  
Gammelt materiale nummer: 69546001D

<b>Produkttilknytning</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til MIC-instrumenter	•
Indsatser	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	53
Udvendigt mål, nettobredde i mm	100
Udvendigt mål, nettodybde i mm	430
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	95
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	170
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	0,71
Bruttovægt i kg	0,94