

E 930

Indsats

til optimal anbringelse af op til 36 operationssko op til størrelse 44.



- Til vogn E 975/2 på det nederste niveau
- Udstyret med 36 holdere, 280 mm høje

EAN: 4002512257145 / Materiale nummer: 05001360 /

Gammelt materiale nummer: 69593001D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til OP-sko	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af OP-sko	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Kapacitet</b>	
OP-sko [antal]	36
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	289
Udvendigt mål, nettobredde i mm	586
Udvendigt mål, nettodybde i mm	752
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	350
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	770
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1000
Nettovægt i kg	3,65
Bruttovægt i kg	5,70