

E 930

Indsats

til optimal anbringelse af op til 36 operationssko op til størrelse 44.



- Til vogn E 975/2 på det nederste niveau
- Udstyret med 36 holdere, 280 mm høje

EAN: 4002512257145 / Materiale nummer: 05001360 /
Gammelt materiale nummer: 69593001D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Indsats til OP-sko	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-sko	•
Kapacitet	
OP-sko [antal]	36
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	289
Udvendigt mål, nettobredde i mm	586
Udvendigt mål, nettodybde i mm	752
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	350
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	770
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1000
Nettovægt i kg	3,65
Bruttovægt i kg	5,70