

E 467

Hylster

til MIC-instrumenter/klippetænger, længde 205 mm, Ø 11 mm.



EAN: 4002512274340 / Materiale nummer: 05039640 /
Gammelt materiale nummer: 69546701D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Hylster	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	205
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	60
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	250
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	180
Diameter i mm	11
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02