


E 488

Holder

til optimal anbringelse af åndedrætsværn.



- Til 3 åndedrætsværn

EAN: 4002512398756 / Materiale nummer: 05109260 /
Gammelt materiale nummer: 69548801D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Kapacitet	
Røgdykkermasker [antal]	3
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	31
Udvendigt mål, nettobredde i mm	240
Udvendigt mål, nettodybde i mm	210
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	280
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	510
Nettovægt i kg	0,27
Bruttovægt i kg	0,39