

AUF 1

Holder

for at give en optimal rengøring af hånd- og vinkelstykker i overkurv O 177/1.



- Bestående af: Tætning, gevindbøsning, klemme
- Holder-underdel, holder-overdel, 5 filterplader

EAN: 4002512427517 / Materiale nummer: 05159510 /
Gammelt materiale nummer: 68551101D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Holder eller adapter til hånd- og vinkelstykker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	100
Nettovægt i kg	0,60
Bruttovægt i kg	0,94
Tilbehørspakke	
FP filterplade	•