


E 475
Holder
til stabilisering af hylstre.



- Til MIC-indsatser

EAN: 4002512401234 / Materiale nummer: 05226040 /
Gammelt materiale nummer: 69747501D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Beslag	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	110
Udvendigt mål, nettobredde i mm	155
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	110
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	160
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	510
Nettovægt i kg	0,10
Bruttovægt i kg	0,22