

E 496

Injektordyse

med holdeclips til inkubationsmateriale.



EAN: 4002512365970 / Materiale nummer: 05235490 /  
Gammelt materiale nummer: 69749601D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	120
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	30
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	30
Diameter i mm	4
Nettovægt i kg	0,75
Bruttovægt i kg	0,90