

E 730
Indsats
til optimal anbringelse af 20 operationssko.



EAN: 4002512423120 / Materiale nummer: 05271020 /
Gammelt materiale nummer: 69573001D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Indsats til OP-sko	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-sko	•
Kapacitet	
OP-sko [antal]	20
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	290
Udvendigt mål, nettobredde i mm	470
Udvendigt mål, nettodybde i mm	540
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	420
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	600
Nettovægt i kg	8,70
Bruttovægt i kg	10,00