

AUF 2

Holder

for at give en optimal rengøring af hånd- og vinkelstykker i overkurv O 801/2.



- Bestående af: Tætning, gevindbøsning, klemme
- Holder-underdel, holder-overdel, 5 filterplader

EAN: 4002512427524 / Materiale nummer: 05282470 /  
Gammelt materiale nummer: 68551701D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategori</b>	
Holder	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	118
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	122
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	305
Nettovægt i kg	0,21
Bruttovægt i kg	0,26
<b>Tilbehørspakke</b>	
FP filterplade	•