


E 489

Universalholder

til anbringelse af diverse servicedele, fx indlægssåler til operationssko.



EAN: 4002512431835 / Materiale nummer: 05337120 /
Gammelt materiale nummer: 69548901D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til OP-sko	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-sko	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	60
Udvendigt mål, nettobredde i mm	464
Udvendigt mål, nettodybde i mm	10
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	35
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	130
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	470
Nettovægt i kg	0,12
Bruttovægt i kg	0,23