

E 985

Holder

til optimal anbringelse af 2 nyreskåle.



- Til brug i indsats E 984

EAN: 4002512431330 / Materiale nummer: 05337760 /  
Gammelt materiale nummer: 69598501D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til nyreskåle/skåle	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af nyreskåle	•
<b>Kapacitet</b>	
Nyreskåle [antal]	2
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	70
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	280
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	505
Nettovægt i kg	0,23
Bruttovægt i kg	0,43