

E 986
Holder
til optimal anbringelse af 5 skåle.



- Til brug i indsats E 984

EAN: 4002512431347 / Materiale nummer: 05337770 /
Gammelt materiale nummer: 69598601D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Indsats til nyreskåle/skåle	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af skåle	•
Kapacitet	
Skåle [antal]	1
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	25
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	330
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	435
Nettovægt i kg	0,19
Bruttovægt i kg	0,36