


E 989

Universalholder

til fx 8 indlægssåler til operationssko.



- Til brug i indsats E 984

EAN: 4002512431828 / Materiale nummer: 05376740 /
Gammelt materiale nummer: 69598901D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8528	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-sko	•
Kapacitet	
Såler [antal]	8
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	20
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	330
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	415
Nettovægt i kg	0,10
Bruttovægt i kg	0,26