


E 747

Modul

til optimal anbringelse af fx små centrifugerør, vials og reagensglas.



- 104 dyser for centrifugerør, vials, reagensglas osv.
- 104 dyser 2,5 x 110 mm

EAN: 4002512591218 / Materiale nummer: 05464630 /
Gammelt materiale nummer: 69574701D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	104
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	168
Udvendigt mål, nettobredde i mm	492
Udvendigt mål, nettodybde i mm	496
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	650
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	810
Nettovægt i kg	38,00
Bruttovægt i kg	44,00