


E 746

Modul

til optimal anbringelse af op til 23 pipetter.



- Til 23 pipetter i diagonal opsætning
- 10 pipetter op til 560 mm og 13 pipetter op til 490 mm
- Stiverafstand for holder 20 eller 26 mm

EAN: 4002512591195 / Materiale nummer: 05555280 /  
Gammelt materiale nummer: 69574601D

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produktkategori</b>                                   |                          |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | •                        |
| <b>Produkttilknytning</b>                                |                          |
| G 7825   | •                        |
| <b>Produktkategori</b>                                   |                          |
| Indsats/modul til pipetter                               | •                        |
| <b>Produktegenskaber</b>                                 |                          |
| Materiale  | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve  | Rustfrit stål, Sort      |
| <b>Kapacitet</b>   |                          |
| Pipetter [antal]   | 23                       |
| <b>Standard ertilslutning</b>                            |                          |
| Faseantal  | 0                        |
| Spænding i V   | 0                        |
| Frekvens i Hz  | 0                        |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                            | 0,00                     |
| Sikring i A  | 0                        |
| <b>Mål og vægt</b>                                       |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                           | 330                      |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                          | 492                      |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                           | 496                      |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                          | 400                      |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm                          | 590                      |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm                           | 540                      |
| Nettovægt i kg   | 24,60                    |
| Bruttovægt i kg  | 25,00                    |