

DOS-P2
Doseringspumpe
med slange og lanse.



- Egnet til indbygning i doseringspumpekabinet DOS G2

EAN: 4002512615075 / Materiale nummer: 05573160 /
Gammelt materiale nummer: 59170080D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOP STAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaber	
Etilslutning	OHNE
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	540
Udvendigt mål, nettobredde i mm	540
Udvendigt mål, nettodybde i mm	190
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	210
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	550
Nettovægt [kg]	1,30
Bruttovægt i kg	3,30

DOS-P2
Doseringspumpe
med slange og lanse.