


E 752

Modul

til optimal anbringelse af glas med smal hals 100-1.000 ml.



- Med 12 dyser (E 351) 4 x 160 mm med fiksering (E 353)
- Med 13 dyser (E 352) 6 x 220 mm med fiksering (E 354)

EAN: 4002513197471 / Materiale nummer: 05647640 /
Gammelt materiale nummer: 69575201D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	25
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	260
Udvendigt mål, nettobredde i mm	492
Udvendigt mål, nettodybde i mm	496
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	9,70
Bruttovægt i kg	10,00