


E 523
 Indsats
 til optimal anbringelse af 6 sibakker.



- Udstyret med 7 holdere (6 rum), H 145, afstand 50 mm

EAN: 4002513199116 / Materiale nummer: 05649700 /
 Gammelt materiale nummer: 69552301D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengøringsmaskine, lille, dental	•
Termodesinfektorer med stor kapacitet, dental	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats til trays/bakker	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	6
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	151
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	450
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	195
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	495
Nettovægt i kg	1,40
Bruttovægt i kg	1,65