


E 523

Indsats

til optimal anbringelse af 6 sibakker.



- Udstyret med 7 holdere (6 rum), H 145, afstand 50 mm

EAN: 4002513199116 / Materiale nummer: 05649700 /
Gammelt materiale nummer: 69552301D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Indsats til trays/bakker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	6
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	151
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	450
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	195
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	495
Nettovægt i kg	1,40
Bruttovægt i kg	1,65