

E 801/1

Indsats

til optimal anbringelse af 8 mundskylleglas.



- Til 8 mundskylleglas, maks. Ø 75 mm
- Rilsaneret

EAN: 4002513220650 / Materiale nummer: 05673820 /  
Gammelt materiale nummer: 68580102D

<b>Produkttilknytning</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsatser	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt
Farve	Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
Mundskylleglas [antal]	8
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	155
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	320
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	510
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	240
Nettovægt i kg	1,00
Bruttovægt i kg	1,50