

E 477
Stopstykker
til Mikro-instrumenter.



- Kan indsættes i filtre med en maskebredde på 5 mm
- 20 stk. pr. pose

EAN: 4002513239119 / Materiale nummer: 05692390 /
Gammelt materiale nummer: 69747701D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Grå
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,04