


E 470

Injektordyse

til brug i injektorvogn, Ø 2,5 x 90 mm.



- Eget til injektorvogne, kan skrues
- Eget til fx flasker, Erlenmeyerkolber og rundkolber

EAN: 4002513248814 / Materiale nummer: 05701580 /
Gammelt materiale nummer: 69547001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt, Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	90
Udvendigt mål, nettobredde i mm	3
Udvendigt mål, nettodybde i mm	3
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Diameter i mm	3
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,03