


E 755  
Modul  
til optimal anbringelse af glas med smal hals 25-100 ml.



- Udstyret med 36 dyser (E 470) 2,5 x 90 mm med holder

EAN: 4002513248821 / Materiale nummer: 05701590 /  
Gammelt materiale nummer: 69575501D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af pipetter/vials	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	36
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	130
Udvendigt mål, nettobredde i mm	492
Udvendigt mål, nettodybde i mm	496
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	545
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	160
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	4,80
Bruttovægt i kg	5,40