

E 755
Modul
til optimal anbringelse af glas med smal hals 25-100 ml.



- Udstyret med 36 dyser (E 470) 2,5 x 90 mm med holder

EAN: 4002513248821 / Materiale nummer: 05701590 /
Gammelt materiale nummer: 69575501D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	36
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	130
Udvendigt mål, nettobredde i mm	492
Udvendigt mål, nettodybde i mm	496
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	545
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	160
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	4,80
Bruttovægt i kg	5,40