

ML/2

Magnetliste

til automatisk vognregistrering/spulearmsovervågning.



- ML/2 kræves for brug af spulearmsovervågning
- 5 magneter, kan kombineres fleksibelt
- 15 mulige kombinationer

EAN: 4002513274158 / Materiale nummer: 05723270 /

Gammelt materiale nummer: 69745703D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Magnetliste til automatisk vognenkendelse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål, Sort
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	9
Udvendigt mål, nettobredde i mm	25
Udvendigt mål, nettodybde i mm	275
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	95
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	205
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	315
Nettovægt i kg	0,17
Bruttovægt i kg	0,32