

## DOS G 10

Doseringsmodul til 5-10 l-dunk

til aut. dosering af flydende medier, med indikator for påfyldning af midler.



- Til dosering af klarskyllemiddel
- 22 mm sugelanse til 5-10 l-dunk
- Ombygningssæt sugelanse 10-30 l-dunk bestilles via Service
- Dosering op til 22 ml/60 sekunder

EAN: 4002513283259 / Materiale nummer: 05729360 /  
Gammelt materiale nummer: 69747006D

<b>Produkttilknytning</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
<b>Produktkategori</b>	
Doseringssystem	•
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	1
Nullleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50-60
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,02
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	118
Udvendigt mål, nettobredde i mm	235
Udvendigt mål, nettodybde i mm	115
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	310
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	420
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	2,42
Bruttovægt i kg	2,81