

DE-CS7-78

Produktlåg

til øvre afdækning af maskinen, 70 cm dyb, 90 cm bred.



EAN: 4002513297560 / Materiale nummer: 05744740 /
Gammelt materiale nummer: 69216009D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
Produktkategori	
Låg	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	900
Udvendigt mål, nettodybde i mm	700
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	50
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	820
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1010
Nettovægt i kg	6,80
Bruttovægt i kg	8,60