

A 19
Låg
til fiksering af sarte servicedele.



- Hulplade 7 x 7 x 3 mm
- Egnet til indsatsen E 969

EAN: 4002513298758 / Materiale nummer: 05746210 /
Gammelt materiale nummer: 69796901D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Låg	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	18
Udvendigt mål, nettobredde i mm	251
Udvendigt mål, nettodybde i mm	351
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	70
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	275
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	515
Nettovægt i kg	0,55
Bruttovægt i kg	0,70