

E 131/1

Indsats

til optimal anbringelse af 5 sikurve og nyreskåle.



- Til 5 sikurve eller nyreskåle
- Udstyret med 6 holdere, højde: 160 mm mm, afstand: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Materiale nummer: 05771030 /
Gammelt materiale nummer: 69513102D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til sikurve	•
Indsats til nyreskåle/skåle	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Støtteafstand i mm	80
Støttehøjde i mm	160
Anvendelsesområde	
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Kapacitet	
Nyreskåle [antal]	5
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	168
Udvendigt mål, nettobredde i mm	180
Udvendigt mål, nettodybde i mm	495
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	185
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	200
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	0,61
Bruttovægt i kg	0,90