


E 965

Indsats

til optimal anbringelse af bægerglas 250-600 ml.



- Udstyret med 15 x 3 holdestave til bægerglas 250-600 ml

EAN: 4002513369229 / Materiale nummer: 05848290 /
Gammelt materiale nummer: 69596501D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bægerglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Bægerglas [antal]	98
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	173
Udvendigt mål, nettobredde i mm	357
Udvendigt mål, nettodybde i mm	522
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	280
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	2,07
Bruttovægt i kg	2,86