


E 965
 Indsats
 til optimal anbringelse af bægerglas 250-600 ml.



- Udstyret med 15 x 3 holdestave til bægerglas 250-600 ml

EAN: 4002513369229 / Materiale nummer: 05848290 /
 Gammelt materiale nummer: 69596501D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bægerglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Bægerglas [antal]	98
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	173
Udvendigt mål, nettobredde i mm	357
Udvendigt mål, nettodybde i mm	522
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	280
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	2,07
Bruttovægt i kg	2,86