

U 168/1

Underkurv

til perfekt anbringelse af operationssko.



- Til 20 operationssko op til størrelse 45
- 20 holdere 295 mm mm
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002513390940 / Materiale nummer: 05878590 /
Gammelt materiale nummer: 69116803D

| | |
|---|---------------|
| Produktkategori | |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Produkttilknytning | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktkategori | |
| Indsats til OP-sko | • |
| Underkurv | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Støttehøjde i mm | 295 |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af OP-sko | • |
| Kapacitet | |
| OP-sko [antal] | 20 |
| Standard ilttilslutning | |
| Faseantal | 0 |
| Spænding i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,00-0,00 |
| Sikring i A | 0-0 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 315 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 535 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 515 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 320 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 545 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 545 |
| Nettovægt i kg | 3,20 |
| Bruttovægt i kg | 5,20 |