

U 168/1

Underkurv

til perfekt anbringelse af operationssko.



- Til 20 operationssko op til størrelse 45
- 20 holdere 295 mm mm
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002513390940 / Materiale nummer: 05878590 /  
Gammelt materiale nummer: 69116803D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til OP-sko	•
Underkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Støttehøjde i mm	295
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af OP-sko	•
<b>Kapacitet</b>	
OP-sko [antal]	20
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	315
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	515
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	320
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	545
Nettovægt i kg	3,20
Bruttovægt i kg	5,20