


E 960/1

Indsats

til optimal anbringelse af Erlenmeyerkolber med bred hals.



- Udstyret med 20 store og 26 små fjederkroge
- Til Erlenmeyerkolber med bred hals og målecylinder

EAN: 4002513400953 / Materiale nummer: 05892360 /

Gammelt materiale nummer: 69596002D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bredhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Erlenmeyerkolber [antal]	46
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	185
Udvendigt mål, nettobredde i mm	357
Udvendigt mål, nettodybde i mm	522
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	280
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	0,80
Bruttovægt i kg	0,90