


E 960/1

Indsats

til optimal anbringelse af Erlenmeyerkolber med bred hals.



- Udstyret med 20 store og 26 små fjederkroge
- Til Erlenmeyerkolber med bred hals og målecylinder

EAN: 4002513400953 / Materiale nummer: 05892360 /  
Gammelt materiale nummer: 69596002D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til bredhalsede glas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Erlenmeyerkolber [antal]	46
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	185
Udvendigt mål, nettobredde i mm	357
Udvendigt mål, nettodybde i mm	522
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	280
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	0,80
Bruttovægt i kg	0,90