

O 177/1

Overkurv

til optimal rengøring med 26 dyser og anbringelse af diverse indsatser.



- Højre side til påsætning af diverse indsatser
- Venstre side med 26 dyser og 7 tragte vedlagt
- Udstyret med højdeindstilleligt holdeger
- Fyldningshøjde 230/205 mm
- Højdeindstillelig: -20/-40 mm

EAN: 4002513412413 / Materiale nummer: 05913050 /
Gammelt materiale nummer: 69117702D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Kapacitet	
Hånd- og vinkelstykker [antal]	11
Instrumenter med hulrum [antal]	22
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	263
Udvendigt mål, nettobredde i mm	498
Udvendigt mål, nettodybde i mm	455
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	280
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	3,70
Bruttovægt i kg	4,52