

E 441/1

Indsats

til optimal anbringelse af Mikro-instrumenter.



- Maskebredden i bunden er 1,7 mm
- Siderne er lukkede, stabelbare
- Inddeling med 6 justerbare holdere til skånsom opbevaring
- Kan steriliseres med damp ved 121 °C/134 °C

EAN: 4002513460476 / Materiale nummer: 05988240 /
Gammelt materiale nummer: 69544102D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats/modul til MIC-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	60
Udvendigt mål, nettobredde i mm	183
Udvendigt mål, nettodybde i mm	284
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	210
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	315
Nettovægt i kg	0,77
Bruttovægt i kg	0,92