

FP 20

Filterplade

til rengøring af hånd- og vinkelstykker ved brug af AUF 1/AUF 2.



- Til undgåelse af blokeringer med små partikler
- Porøsitet 2
- 20 filterplader pr. pakning

EAN: 4002513505498 / Materiale nummer: 06059480 /  
Gammelt materiale nummer: 69751201D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Farve	Hvid
<b>Standard etilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	30
Udvendigt mål, nettobredde i mm	100
Udvendigt mål, nettodybde i mm	125
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	28
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	125
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	167
Diameter i mm	30
Nettovægt i kg	0,06
Bruttovægt i kg	0,10