


E 450/1

Vogn

til optimal anbringelse af MIC-instrumenter.



- Udstyret med 42 påsætningsmuligheder på 2 niveauer
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Anbringelsesmuligheder: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002513505504 / Materiale nummer: 06059490 /
Gammelt materiale nummer: 69545003D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogne til MIC-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Kapacitet	
Instrumenter med hulrum [antal]	42
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	515
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	500
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	9,50
Bruttovægt i kg	11,06
Tilbehørspakke	
E 336 hylster MIBO, Ø 11 mm, længde 121 mm [antal]	3
E 362 blindskrue [antal]	2
E 442 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antal]	15
E 443 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 10 mm [antal]	5
E 445 - 12 kapper til hylster E 442, åbning med Ø 6 mm [antal]	1
E 446 - 12 kapper til hylster E 443, åbning med Ø 10 mm [antal]	1
E 447 hun-adapter til luer-lock, han [antal]	3
E 448 silikoneslange med luer-lock-adapter, hun [antal]	6
E 449 han-adapter, til luer-lock hun [antal]	5
E 451 indsats 1/6 sikurve [antal]	1
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antal]	3
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med klemfjeder [antal]	8
E 454 injektordyse til trokarhylstre 10-15 mm [antal]	6
E 456 åbningsfjeder til MIC-instrumenter [antal]	4
E 464 holder til injektordyse E 454 [antal]	3
E 472 klemfjeder til injektordyser Ø 4 mm [antal]	2