


E 745/1

Modul

til optimal anbringelse af op til 104 pipetter.



- Til 104 pipetter op til 540 mm
- Holderammer, rumstørrelse 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materiale nummer: 06233580 /
Gammelt materiale nummer: 69574502D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
Produktkategori	
Indsats/modul til pipetter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	104
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	288
Udvendigt mål, nettobredde i mm	492
Udvendigt mål, nettodybde i mm	496
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	415
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	590
Nettovægt i kg	24,60
Bruttovægt i kg	25,00